

Agarose Gel-Elektrophorese-Kammern Serie M

Produktbeschreibung

Die Agarose Gel-Elektrophorese-Kammern der Serie M enthalten ein herausnehmbares, UV-durchlässiges Gel-Tray. Einsteckbare Riegel ermöglichen ein problemloses Gießen der Gele auf dem Gelträger. Es können zwei Kämme gleichzeitig eingesetzt werden (außer bei Modell Mikro). Die Trayauflage ist wahlweise mit schwarzem, weißem oder durchsichtigem PMMA lieferbar. Alle Geräte sind nach ISO 9001 zertifiziert und "made in Germany". Sie zeichnen sich durch robuste Verarbeitung und bewährtes Design aus.

Modelle Mikro/Mini

Mikro

Gel (L x B): 75 x 45 mm
 Wanne: gefräst
 Pufferwanne: PMMA/Plexi
 1 Gelträger
 Kämme 1 x 1 mm
 8 Taschen
 2 Abdichtriegel
 Art.-Nr.: 101.0000

Mini D (HM)

Gel (L x B): 95 x 85 mm
 Wanne: gefräst
 Pufferwanne: Delrin
 1 Gelträger
 Kämme 1 x 1 mm
 12 Taschen
 2 Abdichtriegel
 Art.-Nr.: 101.0001

Mini P (HN)

Gel (L x B): 95 x 85 mm
 Wanne: gefräst
 Pufferwanne: PMMA/Plexi
 1 Gelträger
 Kämme 1 x 1 mm
 12 Taschen
 2 Abdichtriegel
 Art.-Nr.: 101.0001-Plexi

Modelle Midi/Maxi

Midi-II (HN)

Gel (L x B): 150 x 140 mm
 Wanne: seitlich verklebt
 Pufferwanne: PMMA/Plexi
 1 Gelträger
 Kämme 1 x 1 mm
 20 Taschen
 2 Abdichtriegel
 Art.-Nr.: 101.0002

Maxi-I (HG)

Gel (L x B): 250 x 200 mm
 Wanne: tiefgezogen
 Pufferwanne: PMMA/Plexi
 1 Gelträger
 Kämme 1 x 1 mm
 22 Taschen
 2 Abdichtriegel
 Option: Nivellierschrauben/
 Libelle
 Art.-Nr.: 101.0003

Maxi-II (HG-S)

Gel (L x B): 250 x 200 mm
 Wanne: seitlich verklebt
 Pufferwanne: PMMA/Plexi
 1 Gelträger
 Kämme 1 x 1 mm
 22 Taschen
 2 Abdichtriegel
 Option: Nivellierschrauben/
 Libelle
 Art.-Nr.: 101.0004

