

# FRK Lagersysteme

## Lagersysteme

Die FRK Lagersysteme sind mit Zwischenräumen konstruiert, die für eine optimale, gleichmäßige und schnelle Abkühlung des kompletten Gefriergutes sorgen. Folgende Regalmodelle stehen zur Auswahl:

- **Edelstahl-Regal RN**  
für Normbehälter
- **Schubfächer-Regal RS**  
für Standard-Cybroboxen mit Klappgriffen und Beschriftungsfächern

Beide Systeme sind lieferbar für folgende Kühlgeräte:

- FRK Kühl- und Gefrierbox B 30
- FRK Tiefkühltruhen und -truhen TS/TUS und TT mit 55 Litern Inhalt



Regal B 35-RS ohne Boxen

## Spezifikationen

### Edelstahl-Regal für Normbehälter

Kühlgerätetyp	Anzahl pro Gerät und Regaltyp	Anzahl Schubfächer
Kühlbox B 30	1 x B 30-RN	6 Schubfächer
Tiefkühltruhe TT..-55	2 x TT 55-RN	9 Schubfächer
Tiefkühlschrank TS/TUS..-55	1 x TS 55-RN	20 Schubfächer

### Normbehälter aus Edelstahl CN 18/10

Typ	Maß Schubfach (Breite x Tiefe x Höhe)	Inhalt
PL 20	30 x 24 x 01 cm	-
1/20	30 x 24 x 20 cm	-
1/10	30 x 24 x 40 cm	1,7 Liter
1/7	30 x 24 x 65 cm	3,3 Liter
1/4	30 x 24 x 100 cm	5,3 Liter
1/3	30 x 24 x 150 cm	8,4 Liter
1/2	30 x 24 x 200 cm	10,9 Liter

### Schubfächer-Regal für Einfrier- und Lagerboxen

Kühlgerätetyp	Anzahl pro Gerät und Regaltyp	Maße Schubfach Breite x Tiefe x Höhe	Anzahl Schubfächer
Kühlbox B 30	1 x B 30-RS	30 x 28 x 5,2 cm	4 Schubfächer
Tiefkühltruhe TT..-55	2 x TT 55-RS	30 x 28 x 5,2 cm	2 x 4 Schubfächer
Tiefkühlschrank TS/TUS..-55	1 x TS 55-RS	30 x 28 x 5,2 cm	9 Schubfächer

Bei Verwendung von höheren Einfrier- und Lagerboxen müssen Schubfächer entfernt werden.