

Temperaturschreiber TSG 30/100

Produktbeschreibung

Der Temperaturschreiber TSG 30/100 ist ein Linienschreiber mit Textdruck. Er ist in ein Standgehäuse mit Tragegriff integriert und für Rollen oder Faltpapier geeignet.

Eigenschaften

- Vorschub 2 cm pro Stunde
- Aufzeichnungsdauer 30 Tage / Faltpapierblock
- Temperaturbereich von $\pm 0^{\circ}\text{C}$ bis -100°C
- Eingangssignal 0 bis $-1,0$ Volt
- geeignet für alle FRK-Tiefemperaturgeräte mit 10mV-Ausgang
- Maße außen (B x T x H): 34 x 28 x 17 cm
- Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz



Temperaturschreiber TSG 30/100



Ausdruck TSG 30/100