

# ARE Heiz-/Magnetrührer

## Produktbeschreibung

Die ARE Heiz-/Magnetrührer bestehen aus hochwertigen Materialien. Die aluminiumbeschichtete Heizplatte ist mit einem speziellen Schutz überzogen, der die gleichmäßige Wärmeverteilung auf der kompletten Oberfläche der Platte sicher stellt und extrem widerstandsfähig ist.

## Vorteile

- hohe chemische Resistenz
- elektronische Geschwindigkeitskontrolle mit stufenloser Regulierung
- bürstenloser Motor für Dauerbetrieb
- hochwertige Verarbeitung
- konzentrierter Magnetfluss mit hoher Magnetkraft durch patentierte PCM-Technik

## Spezifikation

Plattendurchmesser: 155 mm

Rührleistung: bis 15 Liter

Elektronische Geschwindigkeitskontrolle: 10 - 1200 RPM

Raumtemperatur: bis 370 °C

Stromaufnahme: 630 W

Gewicht: 2,9 kg

Abmessungen (B x H x T): 165 x 115 x 280 mm

Wir führen weitere Modelle der Heiz-/Magnetrührer.  
Bitte sprechen Sie uns an.



ARE Heiz-/Magnetrührer