

Vibromix Orbital Schüttler

Produktbeschreibung

Der Vibromix ist ein flexibles Benchtop-Gerät für Schüttelanwendungen mit kleinen Röhrcchen und Mikrotiterplatten.

Eigenschaften

- elektronisch kontrolliert
- mit Timer-Funktion
- Soft-Start, unabhängig von der Beladung
- resistent gegen Feuchtigkeit, kondensationssicher bis 85 % Luftfeuchtigkeit
- unterschiedliche Plattformen erhältlich, Klammern, Federhalter etc.
- geringer Platzbedarf (17 x 21 cm)

Spezifikation


Maximale Beladung:	0,3 kg
Geschwindigkeit:	200 - 1200 RPM
Exzentrierhub:	3 mm
Laufart:	asynchron
Plattform-Systeme:	Mikrozentr.-Röhrcchen 2 Mikrotiterplatten 4 Mikrotiterplatten
Timer:	0 - 30 min./kont.
Abmessungen (B x T x H):	17 x 21 x 12 cm
Gewicht:	3,2 kg

Zubehör


- Plattform für 60 Einzelröhrcchen
- Plattform für 4 Mikrotiterplatten
- Plattform für 2 Mikrotiterplatten




Vibromix Orbital Schüttler



Plattform für 60 Einzelröhrcchen



Plattform für 4 Mikrotiterplatten



Plattform für 2 Mikrotiterplatten