

# Rapid Mikrozentrifuge

## Produktbeschreibung

Die Rapid Mikrozentrifuge ist eine preiswerte Arbeitsplatzzentrifuge. Sie ist für schnelle Zentrifugationen von Einzeltubes und zum schnellen Abzentrifugieren von 8-er PCR Tube-Streifen vor der PCR geeignet.

## Eigenschaften

- für alle Anwendungen, die ohne extrem hohen g-Wert operieren
- startet und stoppt in Sekunden
- 400 g leicht und nur 12 cm breit
- Modell Rapid für 1,5 und 0,5 ml Tubes (Adapter für 0,5 ml werden mitgeliefert)
- Modell Rapid Strip für zwei 0,2 ml 8-er Tube-Streifen

## Spezifikation

Modell	Rapid	Rapid Strip
max. Geschwindigkeit:	6000 RPM	6400 RPM
max. RCFF:	2000 x g	2000 x g
max. Probenvolumen:	12 ml (6 x 2 ml)	16 x 0,2 ml
Gewicht:	0,4 kg	0,4 kg



Rapid Mikrozentrifuge



Rapid Strip Mikrozentrifuge