

Vortexer V3

Vortex Mixer V3

Das Gerät besticht durch sein ansprechendes Design und einfachste Handhabung. Der Vortex-Mixer V-3 ist für jeden Probenotyp bis 50 ml Volumen geeignet.

Vorteile

- Touch Mode oder Dauerbetrieb
- Stufenlose Regulierung der Mischungsintensität
- Maximale Standfestigkeit durch halbkreisförmiges Design
- Ruhiger und wartungsfreier Lauf

Spezifikation

Rotationsgeschwindigkeit: 50 - 3000 RPM (stufenlos)

Vibrationsamplitude: 4 mm

Maße (L x B x H): 13 x 13 x 6 cm

Anschlusswerte: 220-230 / 12 Volt DC

Gewicht: 0,6 kg

- Universal Adapter für alle Gefäße von 0,5 - 50 ml inklusive.
- Mixing Adapter für 12 Eppendorf-Röhrchen 1,5 ml - 2ml optional erhältlich.



Vortexer V3