

CM-70M-12 Vortex-Zentrifuge

Produktbeschreibung

Vortex-Zentrifuge mit 12.000 U/min oder 10.000 g (RCF) und 3 sample Präparations Programmen.

- Vorbei: Die Zeiten umständlicher Umsteckarbeiten zwischen Zentrifuge und Vortexer.
- Vorbei: Die Zeiten ungleichmäßiger Mischergebnisse durch manuelles Vortex-handling.
- Vorbei: Die Zeiten langen Wartens an der Zentrifuge.

Die neue Push'n'spin Vortex-Zentrifuge kombiniert effektives Vortexen mit maximaler Zentrifugationsleistung und das ultra kompakte Zentrifugenformat. Die kleine CM-70M-12 Zentrifuge verbindet die Leistungen wesentlich größerer Geräte mit dem Preis der praktischen „personal“ Zentrifugen.

Eigenschaften

- 0-12.000 U/min in 8 sek.
- Sicherheitsdeckel
- 3 Sample Präparations Programme
- 9 Vortex-Mischprogramme
- Kombirotor mit Steckplätzen für unterschiedliche Gefäßformate
- Push'n'spin
- Timer
- Ideal für kleinvolumige Anwendungen
- Volle Kontrolle aller Funktionsoptionen für höchste Reproduzierbarkeit
- Verkürzt die Präparationzeiten erheblich



CM-70M-12 Vortex-Zentrifuge