

## Vertikal-Autoklaven: Serie-V

### Produktbeschreibung

Autoklaven mit einem neuen Designkonzept: außen nach wie vor kompakt mit wenig Stellflächenbedarf. Innen aber mit mehr Nutzraumhöhe. Sozusagen die „Van-Klasse“ unter den Autoklaven!

Der Vorteil: Optimale Beladungskapazität bei den meisten Standard Medium-Flaschen- und Erlenmeyer-Kolben. Bis zu 50 % mehr Beschickungskapazität.

### Produkteigenschaften

- In sechs Abmessungen. Außen kompakt, innen mit idealer Nutzraumgröße
- Beladungskapazität für die meisten Standard Medium-Flaschen und Erlenmeyer-Kolben
- 12 Programme abrufbereit
- Neben Dampfdruck, Temperatur und Sterilisierzeit Optionen wie Schnellrückkühlung, Vor- bzw. Nachvakuum und Trocknung
- Neuartige Sicherheits-Türautomatik für hohen Druck und hohe Temperaturen: sicher bis 5 bar/150° C.
- Großes, leicht ablesbares Display
- Mehrsprachige und klare Menüführung
- Deckel, Druckbehälter und gesamtes Gehäuse aus Edelstahl
- Eigens entwickelte Mikroprozessor-Steuerung
- Serienmäßig mit Schnittstelle RS 232 zum Direktanschluss eines PC
- Optional zusätzlich spezielle Software für Windows
- Optional mit integriertem Drucker zur Dokumentation von Programmart, Chargennummer, Datum/Uhrzeit, Temperaturverlauf, Druckverlauf und Sterilisierphase.
- Flexibler Temperaturfühler PT-100 für Referenzgefäß
- Medientemperatur Sterilisierzeitauslösung
- Autofill – automatische VE-Wasser Einspeisung zur Dampferzeugung
- Start by Clock – Timer für programmierbaren Startzeitpunkt
- Sammelanschluss für alle Austrittsleitungen
- Bodenblech im Nutzraum zur Ablage von Gefäßen u. ä.
- Validierstützen
- Entleerungsventil



Horizontal-Autoklaven der Serie-V

### Spezifikation

Typ	Nutzungsraumabmessungen Ø x Tiefe	Nutzungsraumvolumen	Außenabmessungen (B x H x T)*
V-65	400 x 500 mm	65 Liter	550 x 960 x 780 mm
V-75	400 x 600 mm	75 Liter	550 x 960 x 780 mm
V-95	400 x 750 mm	95 Liter	550 x 1080 x 780 mm
V-100	500 x 500 mm	100 Liter	650 x 985 x 900 mm
V-120	500 x 600 mm	120 Liter	650 x 985 x 900 mm
V-150	500 x 750 mm	150 Liter	650 x 1110 x 900 mm

\* Alle Maße sind reine Gehäusemaße, d. h. ohne Medienanschlüsse auf der Rückseite.