

Unitwist 300 / 400

Produktbeschreibung

Die Orbital-Shaker Unitwist 300 und 400 bestehen durch platzsparendes Design, hohe Ladekapazität und umfangreiches Zubehör.

Eigenschaften

- Weicher Anlauf unabhängig von der Beladung
- Hohe Ladekapazität
- Beständig bis zu 85 % relativer Luftfeuchtigkeit
- Verschiedene Plattformen, Halterungen und Fixierungssysteme verfügbar
- Platzsparendes Design



Spezifikation

	Unitwist 300	Unitwist 400
Schüttelbewegung:	40 mm	20 mm
Rotationsgeschwindigkeit:	25 - 220 RPM	50 - 300 RPM
Maximale Beladung:	8 kg	20 kg
Plattformgröße:	300 x 300 Standard	400 x 500 Standard
Abmessungen (B x T x H):	335 x 335 x 140 mm	390 x 370 x 150 mm
Gewicht:	10 kg	10 kg
Strom:	220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz	220 V / 50 Hz, 110 V / 60 Hz

Zubehör

- Plattformen für Unitwist 300:
 - 300 x 300 mm und 300 x 370 mm
- Plattformen für Unitwist 400:
 - 400 x 500 mm und 500 x 500 mm
- Halterungen für beide Geräte aus rostfreiem Stahl in folgenden Größen:
 - 10 ml
 - 25 ml
 - 50 ml
 - 100 ml
 - 250 ml
 - 500 ml
 - 1000 ml
 - 2000 ml
 - 3000 ml
 - 4000 ml