

# EchoTherm Heizplatte/Magnetrührer

## EchoTherm HS 10 Series

Der EchoTherm HS 10 überzeugt durch schnelle Aufheizfunktion, starke Durchmischung und stabile Geräteausführung zum vernünftigen Preis.

### Eigenschaften

- Aufheizung bis 450°C auf der Oberfläche innerhalb von wenigen Minuten
- Rühren von 100 bis 1500 RPM
- große Heizplatte: 20,3 x 20,3 cm
- solide Heizfläche aus Keramik mit ausgezeichneter chemischer Resistenz
- in gegossenes Aluminium eingepasste Heizplatte bleibt aus Sicherheitsgründen kühl
- effizientes 600 Watt Heizgerät
- stabiler Aluminiumrahmen




EchoTherm HS 10 Series

## EchoTherm HP 30 und HS 30

Digitale Heiz- und Magnetplattenrührer mit Digitaldisplay und vielen nützlichen Features.

### Eigenschaften

- extrem einfach zu bedienen
- präzise Messung durch Platinum RTD Temperaturmessung
- solide Heizfläche aus Keramik mit ausgezeichneter chemischer Resistenz und schneller Aufheizfunktion
- flache Aluminiumabdeckung erhältlich
- in gegossenes Aluminium eingepasste Heizplattenumrandung bleibt aus Sicherheitsgründen kühl
- PID Temperaturkontrolle zur exakten Probenuntersuchung
- Timer bis 99 Stunden mit einstellbarer, automatischer Abschaltung
- elektronische Chip-Kalibrierung, kein Batterieaustausch notwendig
- Temperaturramping für exakte Heiz- und Kühlraten
- durch den starken Motor und Magneten für die meisten Proben geeignet
- Digitaldisplay zur schnellen visuellen Kontrolle



EchoTherm HS 30