

## Rollmischer Modell SP

### Eigenschaften

- 0 - 60 Umdrehungen pro min.
- externe Stromversorgung 12 Volt EC
- geeignet für Brut- oder Kühlschränke
- Halter kann von 0 - 90° fixiert werden
- zum Wechseln von Gefäßen kann der Halter angehalten werden, ohne das Gerät auszuschalten
- pulverbeschichtetes Gehäuse
- kaum Wärmeentwicklung
- 8 mm Stahlachse
- hochwertig verarbeitet, in Australien nach deutschen Vorgaben gefertigt
- Artikel-Nr.: 105.1000



Rollmischer SP mit Trommel TH-18 sowie mit Trommel und Winkel in Sonderausführung

### Zubehör

#### Bezeichnung

#### Beschreibung

TH-18/S	Kleinere Trommel für 17 mm Röhrrchen (Loch 17,5 mm für 45 Röhrrchen)
THS-17	Bis 16,5 mm Röhrrchen x 45 Röhrrchen (Loch 17 mm)
TH-11	Für 11 mm Röhrrchen, Kapazität x 155 Gefäße (Loch 12 mm)
TH-16	Bis 16,5 mm Röhrrchen x 120 Gefäße (Loch 17 mm)
TH-18	17,0 bis 17,5 mm Röhrrchen x 85 Gefäße (Loch 18 mm)
TH-19	18 mm Röhrrchen x 85 Gefäße (Loch 19 mm)
TH-20	20 mm Röhrrchen x 82 Gefäße (Loch 21 mm)
TH-30	28 bis 29,5 mm Röhrrchen x 34 Gefäße (Loch 30 mm)
TH-SO	Andere Bohrungen, auch gemischte Bohrungen in verschiedenen Durchmessern. Wir beraten Sie gerne.