

Wippschüttler WS 10

Produktbeschreibung

Der Wippschüttler WS 10 zeichnet sich durch langsame, lineare Wippbewegungen aus. Dieser gleichmäßige Bewegungsmodus bei niedriger Drehzahl garantiert eine optimale Versorgung und Gleichbehandlung von Parallelkulturen oder Zelllinien. Das Gerät ist im Dauerbetrieb einsetzbar. Als Zubehör ist ein Mehretagenaufsatz lieferbar, mit dem die Beladungskapazität erhöht werden kann.

Einsatzbereiche

Für die Züchtung von Zellkulturen, Anfärben oder Entfärben von Gelen.

Grundausrüstung

Basisgerät inkl. Grundtablar mit Feinriefenmatte.

Spezifikation

Drehzahl-Regelbereich: 1 - 23 min., stufenlos regelbar

Wippwinkel: 5° fix

Zeitschaltuhr: 0 - 120 min. oder Dauerbetrieb

Beladungskapazität: max. 10 kg

Schüttelfläche: 340 x 340 mm

Anschlusswerte: 230 V, 50/60 Hz, 29 VA

Abmessungen (B x T x H): 355 x 455 x 205 mm

Gewicht: 12,5 kg

Zubehör

- Aufsatzgestell mit 2 Zusatztablaren 340 x 340 mm inkl. Feinriefenmatte
- Ergänzungstablare für Aufsatzgestell:
Größe 340 x 340 mm oder
Größe 340 x 500 mm



Wippschüttler WS 10