


# RollerBottle

## Eigenschaften

- Flexibles Gerät, einzelne Rollen können entfernt werden
- 4 + 2 Rollen (siehe Bild) oder maximal 8 Rollen
- Länge der Rollen: 470 mm Standard oder größeres Gerät mit 600 mm Rollenlänge
- Robuster Rollenantrieb ohne Auf und Ab
- 5 - 50 Umdrehungen/min., weitere auf Anfrage
- Umschaltbar, links oder rechts drehend
- Maße (B x T x H): 630 x 340 x 130 mm
- Gewicht: 9 kg
- Made in Europe



RollerBottle