

Thermo-Stirr Heizblock

Produktbeschreibung

Der Thermo-Stirr Heizblock ist ein Heizblockthermostat mit Mischerfunktion. Es handelt sich um ein Multiplatz Heiz-/Rührgerät für 12 mal 10, 16 oder 25 mm Gefäße.

Eigenschaften

- Jeder Steckplatz der Blöcke ist mit einem eigenen Magnetrührer ausgestattet
- Rührgeschwindigkeit 200 - 3500 U/min
- Temperaturbereich 5°C über Umgebungstemperatur bis max. 200°C
- Kühlfunktion (optional durch Anschluss an externen Kühler)
- Temperaturstabilität $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- RS-232 Schnittstelle
- Ideal für alle parallel ablaufenden Assays
- Adapter für Gefäße mit 10 oder 16 mm Durchmesser



Thermo-Stirr Heizblock