

Thermo TL Temperierbäder

Produktbeschreibung

Die Temperierbäder Thermo TL sind kompakte Heizblockthermostate für ein oder zwei Heizblöcke.

- Austauschbare Blöcke
- Digitale LCD-Anzeige für Block- und Proben-Temperatur
- Externe Temperatursonde für „in-Block“ und „in-Tube“-Temperatur
- „Pop-up“ Sicherheitsdeckel zum Aufsetzen auf das Probegut
- Folientastatur (wasserdicht)
- Mod HB-120: für 2 Heizblöcke
- Mod HB-110: für 1 Heizblock



Thermo TL Trockentemperierbäder

Eigenschaften

	HB-110	HB-120
Raumtemperatur:	bis 150 °C	bis 150 °C
Temperaturgenauigkeit:	± 0,2 °C	± 0,2 °C
Maße (B x T x H):	210 x 280 x 85 mm	300 x 220 x 80 mm
Timer:	0 - 9999 min.	0 - 9999 min.
Gewicht:	2,6 kg	2,7 kg
Anschluss:	220 Volt / 50 Hz	220 Volt / 50 Hz
Artikel-Nr.:	104.1210	104.1211

Blöcke für Einzelgefäße

- 24 x 1,5 ml Eppendorf Tubes (konisch)
- 24 x 2,0 ml Eppendorf Tubes (parallel)
- 30 x 0,5 ml Eppendorf Tubes (konisch)
- 72 x 0,2 ml Eppendorf Tubes (konisch)
- 48 x 0,2 ml Eppendorf Strip-Tubes
- 12 x 15 ml Falcon Röhrchen
- 5 x 45 ml Falcon Röhrchen

Blöcke für Mikrotiterplatten

Flat bottom Block für 96er Platten