

Orbitalschüttler UT 3-D

Eigenschaften

- Geringes Gewicht, 7 kg
- 10 kg Tragekapazität
- Schüttelplattform 300 x 300 mm
(größere Plattformen auf Anfrage)
- Feuchtigkeitsresistenter Motor
- Max. rel. Luftfeuchtigkeit 95 %
- Betriebstemperatur von -5 °C bis +60 °C
- Maße (B x T x H): 335 x 335 x 200 mm
2 Modelle
Art.-Nr. 105.0504 mit 10 - 100 RPM
Art.-Nr. 105.0505 mit 5 - 50 RPM
- Kombinierbar mit Wasserbad zum Hybridisieren,
Waschen etc.



UT 3-D