

# ECX Kompakt-Transilluminatoren


## Produktbeschreibung

UV-Tische vom Typ ECX vereinen kompakte Maße und Wirtschaftlichkeit für preisbewusste Labors.

Das justierbare Schutzschild kann in jedem beliebigen Winkel eingestellt werden und schützt so den Anwender vor schädlicher UV-Strahlung.

## Eigenschaften

- Unbegrenzte Lebenszeit des Filters für 312 nm und 365 nm
- Geringer Anteil an Infrarotlicht
- Intensitätswahlschalter (70% | 100%)
- Ondulex<sup>®</sup>-Reflektor
- Stufenlos verstellbares UV-Schutzschild
- Rahmen aus Edelstahl



## Spezifikation

Modell	Wellenlänge	Filter	Röhren	Intensität
ECX-15.M	312 nm	150 x 150 mm	6 x 8 W	70 %   100 % regelbar
ECX-15.C	254 nm	150 x 150 mm	6 x 8 W	70 %   100 % regelbar
ECX-20.M	312 nm	200 x 200 mm	6 x 8 W	70 %   100 % regelbar
ECX-20.C	254 nm	200 x 200 mm	6 x 8 W	70 %   100 % regelbar
ECX-20.L	365 nm	200 x 200 mm	6 x 8 W	70 %   100 % regelbar
ECX-26.M	312 nm	210 x 260 mm	6 x 8 W	70 %   100 % regelbar
ECX-26.C	254 nm	210 x 260 mm	6 x 8 W	70 %   100 % regelbar