

UV-Zubehör

Gesicht- und Augenschutz

Transilluminatoren und UV-Lampen sind starke UV-Quellen. Es ist gefährlich für Menschen, sich ungeschützt der Strahlung von UV-Lampen auszusetzen. Kurz- (254 nm) und mittelwelliges (312 nm) UV-Licht schädigt Augen und Haut, auch langwelliges UV-Licht kann Menschen, die sensibel reagieren oder Medikamente einnehmen, beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich unbedingt gegen UV-Strahlung zu schützen, indem Sie unsere Schutzbrillen und Gesichtsschutzmasken tragen.

MP-80 Gesichtsschutz

Die MP-80 Gesichtsschutzmaske ist zum Schutz von Augen und Gesicht geeignet.

MP-800 Gesichtsschutz

Die MP-800 Gesichtsschutzmaske hat zusätzlich zwei seitliche Schutzteile, um nicht nur Augen und Gesicht, sondern auch die Ohren zu schützen.

LP-70 Schutzbrille

Die LP-70 Schutzbrille schützt Ihre Augen zuverlässig und bequem (für kurzzeitiges Arbeiten unter UV).

Lampenhalter


Die Lampenhalter und -ständer erleichtern Ihnen die Handhabung unserer UV-Lampen. Wenn Sie die Lampenständer nutzen, haben Sie die Hände frei. Mit dem Haltegriff oder dem Montage-Halter können Sie die Lampen fest an einer horizontalen Fläche montieren.

Modell	Typ	Kompatibel mit
SVL-30	Ständer	VL-215 und VL-115
SVL-6	Ständer	VL-6 und VL-4
SMA	Haltegriff	VL-6 und VL-4
SMU	Montage-Halter	VL-6 und VL-4

Auf Wunsch liefern wir auch Sonderanfertigungen für größere Lampentypen.



Gesichtsschutz und Brille



Lampenhalter