

UV-Dunkelkammern

CN-15 Kabinett

Die Dunkelkammern CN-15 bieten eine große UV-Bestrahlungskammer mit hoher UV-Intensität. Es sind alle Kombinationen von UV-Quellen erhältlich (254 nm, 312 nm, 365 nm), alle UV-Quellen sind auch simultan schaltbar.

Eigenschaften

- großer Innenraum und UV-Bestrahlungsfläche
- lichtdichter Kabinettvorhang zur Abschirmung des Tageslichts
- Weißlicht für normale Betrachtung integriert
- UV-Augenschutz-Filter zum Schutz des Anwenders
- abnehmbare Bodenplatte zur Verwendung mit einem UV-Tisch der VL-Serie

CN-6 Kabinett

Zum Aufsatz von ein oder zwei Handlampen: die CN-6 Dunkelkammer wird ohne Lampen ausgeliefert. Je nach Anwendung können Sie verschiedene handheld UV-Lampen mit 254, 312 oder 365 nm der Reihe VL-6 verwenden.

Eigenschaften

- stabiles Gehäuse
- lichtdichter Kabinettvorhang zur Abschirmung des Tageslichts
- UV-Augenschutz-Filter zum Schutz des Anwenders
- mit austauschbaren Lampen einsetzbar, die Lampen können daher auch außerhalb der Dunkelkammer verwendet werden
- abnehmbare Bodenplatte zur Verwendung mit einem UV-Tisch der VL-Serie (Modell CN-6.T)



CN-15



CN-6

Spezifikation

| Modell | Röhren | Wellenlänge | Intensität auf Boden ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) |
|----------|------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| CN-15.LL | 4 x 15 W | 365 nm | 2000 | 505 x 415 x 280 mm |
| CN-15.CC | 4 x 15 W | 254 nm | 1750 | 505 x 415 x 280 mm |
| CN-15.MM | 4 x 15 W | 312 nm | 2500 | 505 x 415 x 280 mm |
| CN-15.LC | 2 x 15 W | 365 nm | 1050 | 505 x 415 x 280 mm |
| | 2 x 15 W | 254 nm | 900 | |
| CN-15.LM | 2 x 15 W | 365 nm | 1050 | 505 x 415 x 280 mm |
| | 2 x 15 W | 312 nm | 1300 | |
| CN-15.MC | 2 x 15 W | 312 nm | 1300 | 505 x 415 x 280 mm |
| | 2 x 15 W | 254 nm | 900 | |
| CN-6 | ohne Lampen | | | 300 x 280 x 240 mm |
| CN-6.T | ohne Lampen, Bodenplatte abnehmbar | | | 300 x 280 x 240 mm |