

UV Dunkelkabinetts C-70, C-71 und C-75

C-70 und C-71 UV Dunkelkabinett

Die C-70 und C-71 Dunkelkabinetts verfügen über eine abnehmbare Bodenplatte, damit sie über großen Proben oder einem Transilluminator platziert werden können. Die Kabinetts sind aus UV-stabilem, lichtdichtem Kunststoff gefertigt und CE-zertifiziert.

Eigenschaften

- Das C-70 Kabinett enthält je zwei kurzwellige (254 nm) und langwellige (365 nm) 15 Watt UV-Röhren, die an einer Seite des Gerätes angebracht sind sowie einmal Weißlicht
- Das C-71 Kabinett enthält vier langwellige (365 nm) 15 Watt UV-Röhren, die an einer Seite des Gerätes angebracht sind sowie einmal Weißlicht
- einfache Bedienung von UV und Weißlicht über Wippschalter
- Abdeckung schützt den Innenraum vor Tageslicht
- großes Einblickfenster mit Kontrastkontrollfilter
- langwelliges UV-Licht ist sehr gut geeignet für zerstörungsfreie Prüfungsarbeiten und zur Dokumenten-Verifizierung

Spezifikation

Maße innen (B x T x H): 432 x 356 x 127 mm
 Maße außen (B x T x H): 594 x 400 x 356 mm
 Gewicht: 10,3 kg

C-75 UV Dunkelkabinett

Das C-75 Dunkelkabinett ist mit zwei kurzwelligen (254 nm) und zwei langwelligen (365 nm) 15 Watt UV-Röhren sowie mit integriertem Weißlicht ausgestattet. Die Geräte sind CE-zertifiziert.

Eigenschaften

- einfache Bedienung von UV und Weißlicht
- leichte Abdeckung schützt den Innenraum vor Tageslicht
- großes Durchsichtfenster aus weichem Gummi mit Kontrastkontrollfilter

Spezifikation

Maße innen (B x T x H): 533 x 330 x 300 mm
 Maße außen (B x T x H): 602 x 419 x 400 mm
 Gewicht: 8 kg



C-70 UV Dunkelkabinett



C-75 UV Dunkelkabinett