

## Mini UV Viewing Cabinet

### Produktbeschreibung

Die Mini UV Viewing Cabinets bestehen aus stabilem Metall mit einer Plastikabdeckung. Im Gerät C-15G ist eine UVGL-58 Multiband 6 Watt UV-Lampe mit 254 nm und 365 nm im Lieferumfang enthalten. Die UV-Lampen für die Modelle der C-10 Serie bestellen Sie bitte separat:

- Modell C-10 Mini Cabinet ist für Compact und Handheld Lampen von UVP geeignet.
- Modell C-10E Mini Cabinet ist nur für die Nutzung von 4 Watt Lampen der EL-Serie geeignet.
- Modell C-10P Mini Cabinet ist nur für die Nutzung wiederaufladbarer 6 Watt Lampen geeignet

Die Lampen finden Sie auf unseren Datenblättern „UV-Lampen EL-Serie“ Prospekt-Nr. UE 030 und „UV-Handlampen“ Prospekt-Nr. UE 031.

### Eigenschaften

- abnehmbare Bodenplatte
- Vorrichtung zur Aufnahme der passenden Lampe
- Kontrastkontrollfilter absorbiert die UV Energie und schützt die Augen
- großes Einblickfenster aus weichem Gummi, das auch beim Tragen einer Schutzbrille genügend Platz lässt
- Abdeckung schützt den Innenraum vor Tageslicht

### Spezifikation

Maße innen (B x T x H): 254 x 229 x 178 mm  
 Maße außen (B x T x H): 267 x 230 x 305 mm  
 CE-zertifiziert



C-15G Mini UV Viewing Cabinet



C-10E Mini UV Viewing Cabinet