

## C-65 UV Kabinett

### Produktbeschreibung

Das C-65 ist ein großes UV Kabinett zum flexiblen Aufsatz von externen UV-Lampen. Das UV Kabinett kann mit ein oder zwei 8 Watt Lampen aus der EL-Serie betrieben werden. Mit zwei Lampen wird das Kabinett von beiden Seiten her gleichmäßig ausgeleuchtet.

### Eigenschaften

- abnehmbare Bodenplatte
- inklusive Weißlicht (von oben strahlend)
- Lampen der EL-Serie können integriert oder abgenommen und separat verwendet werden

### Spezifikation

Maße innen (B x T x H): 533 x 330 x 400 mm  
Maße außen (B x T x H): 602 x 419 x 400 mm  
CE-zertifiziert



C-65 UV Kabinett