

UV-Lampen EL-Serie

Produktbeschreibung

Die UV-Lampen der EL-Serie sind in verschiedenen Wattagen und Wellenlängen erhältlich. Bei einigen Modellen ist Weißlicht integriert. Das Metallgehäuse ist pulverbeschichtet und resistent gegen Kratzer. Die Lampen können auf dem Lampenständer J-138 platziert werden, damit der Nutzer die Hände frei hat. Alle Modelle sind CE-zertifiziert.

3UV Lampen

Die 3UV Lampe UVLMS-38 enthält drei UV-Röhren mit unterschiedlichen Wellenlängen: 254 nm, 302 nm und 365 nm. Je nach Anwendung können Sie über einen Schalter zwischen den verschiedenen Wellenlängen wechseln.

Modell	Wellenlänge	Röhren	Maße (L x T x H)
UVLMS-38	254/302/365 nm	8 Watt	376 x 97 x 64 mm

2UV Lampen

Die 2UV Lampen enthalten jeweils zwei unterschiedliche Wellenlängen, zwischen denen Sie wählen können.

Modell	Wellenlänge	Röhren	Maße (L x T x H)
UVLM-28	302/365 nm	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVLS-28	254/365 nm	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVLM-26	302/365 nm	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVLS-26	254/365 nm	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVLS-24	254/365 nm	4 Watt	249 x 97 x 64 mm

Twin Lampen

Die Twin Lampen enthalten zwei UV-Röhren der selben Wellenlänge.

Modell	Wellenlänge	Röhren	Maße (L x T x H)
UVL-28	2 x 365 nm	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVM-28	2 x 302 nm	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVS-28	2 x 254 nm	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVL-26	2 x 365 nm	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVM-26	2 x 302 nm	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVS-26	2 x 254 nm	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVL-24	2 x 365 nm	4 Watt	249 x 97 x 64 mm
UVM-24	2 x 302 nm	4 Watt	249 x 97 x 64 mm
UVS-24	254 nm	4 Watt	249 x 97 x 64 mm

Basic Lampen

Die Basic Lampen enthalten eine UV- und eine Weißlichtröhre.

Modell	Wellenlänge	Röhren	Maße (L x T x H)
UVL-18	365 nm/Weißlicht	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVM-18	302 nm/Weißlicht	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVS-18	254 nm/Weißlicht	8 Watt	376 x 97 x 64 mm
UVL-16	365 nm/Weißlicht	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVM-16	302 nm/Weißlicht	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVS-16	254 nm/Weißlicht	6 Watt	302 x 97 x 64 mm
UVL-14	365 nm/Weißlicht	4 Watt	249 x 97 x 64 mm
UVS-14	254 nm/Weißlicht	4 Watt	249 x 97 x 64 mm

Ersatzröhren von UVP finden Sie in unserem Datenblatt Nr. UE 022.



3UV Lampe UVLMS-38,
2UV Lampe UVLS-28 und
Basic Lampe UVL-14



Twin Lampe UVL-28