

UV-Ersatzröhren VL-Serie



Produkteigenschaften

- Original VL-Ersatzröhre
- Erstausrüstungsqualität
- für optimale Ergebnisse

Watt	Wellenlänge	Artikel-Nr. LTF	Artikel	Röhrenlänge* ca.
4 Watt	254 nm	110.0128	T-4.C	135 mm
4 Watt	365 nm	110.0127	T-4.L	135 mm
4 Watt	365 nm BLB	110.0147	T-4.LN	135 mm
6 Watt	254 nm	110.0130	T-6.C	211 mm
6 Watt	312 nm	110.0129	T-6.M	211 mm
6 Watt	365 nm	110.0131	T-6.L	211 mm
6 Watt	Weißlicht	110.0150	T-6.WL	211 mm
6 Watt	365/254 nm	110.0149	T-6.LC	211 mm
6 Watt	365 nm BLB	110.0148	T-6.LN	211 mm
8 Watt	254 nm	110.0133	T-8.C	288 mm
8 Watt	312 nm	110.0132	T-8.M	288 mm
8 Watt	365 nm	110.0134	T-8.L	288 mm
8 Watt	Weißlicht	110.0135	T-8.WL	288 mm
8 Watt	365 nm BLB	110.0151	T-8.LN	288 mm
15 Watt	254 nm	110.0137	T-15.C	435 mm
15 Watt	312 nm	110.0136	T-15.M	435 mm
15 Watt	365 nm	110.0138	T-15.L	435 mm
15 Watt	Weißlicht	110.0153	T-15.WL	435 mm
15 Watt	365 nm BLB	110.0154	T-15.LN	435 mm
15 Watt	Tageslicht	110.1050	L15W/11PL-860	435 mm
20 Watt	254 nm	110.0141	T-20.C	586 mm
20 Watt	312 nm	110.0140	T-20.M	586 mm
20 Watt	365 nm	110.0139	T-20.L	586 mm
20 Watt	365 nm BLB	110.0155	T-20.LN	586 mm
30 Watt	254 nm	110.0143	T-30.C	892 mm
30 Watt	312 nm	110.0159	T-30.M	892 mm
30 Watt	365 nm	110.0142	T-30.L	892 mm
30 Watt	365 nm BLB	110.0156	T-30.LN	892 mm
40 Watt	254 nm	110.0145	T-40.C	1197 mm
40 Watt	312 nm	110.0146	T-40.M	1197 mm
40 Watt	365 nm	110.0144	T-40.L	1197 mm
40 Watt	365 nm BLB	110.0157	T-40.LN	1197 mm
Starter ST-151 für Röhren 4 bis 15 Watt		110.0161	ST-151	-
Starter ST-111 für Röhren 30 / 40 Watt		110.0162	ST-111	-

*Röhrenlänge ohne Verbindungsstifte