

## Gestopfte Filterspitzen



### Produktbeschreibung

Nutzen Sie die Neptune Sicherheit vor Falsch-Signalen und Cross Contamination:

- sicherer Sitz auf allen bekannten Pipetten
- low retention polymer für optimale Pipettiergenauigkeit
- optimale Probenrückgewinnung wird durch das spezielle S3-Polymer garantiert
- hocheffiziente HDPE Filterbarriere
- minimales Luft-Totvolumen für höchste Präzision
- gut sichtbare Flüssigkeitsmenisken mit „comfort zone“

Artikel-Code	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.	Preis zzgl. Mwst.
BT10	Barrier Tip 10 µl	960 Tips per Rack	102.2200	98,00 €
BT100	Barrier Tip 100 µl	960 Tips per Rack	102.2208	98,00 €
BT1000	Barrier Tip 1.000 µl	480 Tips per Rack	102.2212	59,00 €
BT1000L	Barrier Tip 1.000 µl LT	960 Tips per Rack	BT1000L	111,00 €
BT100-ESP	Barrier Tip 100 µl ESP	960 Tips per Rack	BT100-ESP	98,00 €
BT10E	Barrier Tip 10 E	960 Tips per Rack	BT10E	98,00 €
BT10F	Barrier Tip 10 F	960 Tips per Rack	BT10F	98,00 €
BT10F-ESP	Barrier Tip 10 F ESP	960 Tips per Rack	102.2205	98,00 €
BT10M	10 µl Aerosol Barrier Tip	960 Tips per Rack	102.2201	98,00 €
BT10XL	Barrier Tip 10 µl XL	960 Tips per Rack	102.2202	98,00 €
BT20	Barrier Tip 20 µl	960 Tips per Rack	102.2206	98,00 €
BT200	Barrier Tip 200 µl	960 Tips per Rack	102.2210	98,00 €
BT200-ESP	Barrier Tip 200 µl ESP	960 Tips per Rack	102.2211	98,00 €
BT200L	Barrier Tip 200 µl LT	960 Tips per Rack	BT200L	98,00 €
BT20-ESP	Barrier Tip 20 µl ESP	960 Tips per Rack	102.2207	98,00 €
BT20L	Barrier Tip 20 µl LT	960 Tips per Rack	BT20L	98,00 €
BTGEL30	Barrier Tip 30 µl Gel	768 Tips per Rack	102.2213	98,00 €

