

# RNase Free Spray Apex

## Produktbeschreibung

Apex RNase Free ist gebrauchsfertig und entfernt Nuklease und Nukleinsäure von Oberflächen komplett.

Zum Besprühen, Wischen oder Einweichen von Laborgeräten geeignet. Anschließend mit RNase-freiem Wasser abreiben oder abspülen.

Zur Dekontamination einer großen Anzahl von Oberflächen geeignet.  
Ideal für Laborgeräte, die nicht autoklaviert werden können. Ersetzt zeitaufwändige Prozesse wie z.B. DEPC-Verfahren.

Artikelnummer: 102.5000

## Eigenschaften

- Inaktiviert komplett und einfach RNase und DNase Verschmutzungen.
- Entfernt effektiv auch große RNase Verunreinigungen
- sichere Verwendung für Pipettierer, Glas, Kunststoff und die meisten Metalloberflächen
- Platzsparende, ergonomische Verpackung
- Dekontaminiert auf empfindlichen Oberflächen durch einfaches Besprühen
- großes Volumen (475 ml)

## Bitte beachten Sie:

- Lagerung bei Raumtemperatur in einem UV-beständigen Behälter.
- Hautreizend! Kann bei Kontakt Hautreizungen hervorrufen. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Tragen Sie beim Auftragen eine Chemikalien-Schutzbrille und chemikalienbeständige Schutzhandschuhe.
- Augenreizend! Bei Kontakt mit viel Wasser ausspülen.
- Brandschutzhinweise: nicht entflammbar!

