







PIRO Pipettierroboter – Adapter



Der Pipettierroboter PIRO bietet bei sehr geringem Platzbedarf, höchste Flexibilität für eine Vielzahl von Liquid-Handling Aufgaben. Ob einfacher Flüssigkeitstransfer oder komplexer PCR-Ansatz – mit der intuitiv zu bedienenden Software sind Ihre Projekte minuten-schnell entwickelt und zum Einsatz bereit.

PIRO-Adapter sind speziell für den PIRO-Pipettierroboter konzipiert und in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.

| Bezeichnung (Well) | Beschreibung | Artikelnummer |
|--|--|--------------------------------|
| SBS 32 Well U  | Kühladapter für 32 x 1,5 ml / 2 ml Tubes (oben) inklusive Kappenfixierung für Tubes mit angehängten Kappen Tubelifter (unten) zur besseren Auslösung der Tubes | P-S112.0326 P-S112.0054 |
| SBS 96 Well H  | 96 Well Kühladapter hoch Für alle Arten von non-skirted und half-skirted PCR-Platten, 0,2 ml PCR-Tubes und Strip-Tubes Maße (L x B x H): 127 x 86 x 35 mm (ohne Klemmen) Maße mit Klemmen: 127 x 86 x 42 mm | P-S112.0515 |
| SBS 96 Well L  | 96 Well Kühladapter flach Für alle Arten von non-skirted und half-skirted PCR-Platten, 0,2 ml PCR-Tubes und Strip-Tubes | P-S112.0516 |
| SBS 36 Well  | Für LightCycler Kapillar-Systeme und 0,5 ml Tubes C | P-S112.0001 |
| SBS 384 Well  | Für bessere Kühlung und Positionierung von 384-Well PCR-Platten | P-S112.0004 |
| SBS 96 Well low universal  | 96-Well Kühladapter (universal) für alle Arten von non- skirted, half-skirted und full-skirted PCR Platten, 0,2 ml PCR-Tubes und Streifen | P-S112.0063 |

Passende Plate Racks:

Adapter SBS 32 Well U, SBS 96 Well H und SBS 36 Well L werden verwendet mit Plate Rack P-S112.0417
 Adapter SBS 96 Well L, SBS 384 Well werden verwendet mit Plate Rack P-S112.0318 oder P-S112.0319