



96 Well - SBS Aluminium Rack

Produktbeschreibung

Stabiles Aluminium-Rack im SBS-Format.
Für 96 x 0,2 ml oder 0,5 ml PCR-Gefäße und
96-Well PCR-Platten.
Perfekt, um die Proben während Ihres PCR-Setups
länger kühl zu halten.

Moderne und hochwertige Ausführung in metallisch
glänzendem Blau. Für alle SBS-Standardformate
passend.

Vier kleine Gummipads auf der Unterseite sorgen
für eine geräuschlose Handhabung auf glatten
Flächen. Schonend zu empfindlichen Oberflächen.

Folgende Gefäße sind kompatibel:

- 0,2 ml und 0,5 ml Einzeltubes
- 0,2 ml Strip-Tubes
- 96-Well PCR-Platten

Artikelnummer: 112.3023



96 Well Aluminium-Rack im SBS Format