

# UV Dunkelkammer Midi C-65

## Beschreibung

Multifunktionale Chromato-Vue Dunkelkammer in mittlerer Größe mit sehr homogener UV-Ausleuchtung.

Die UV-Dunkelkammer Midi C-65 ist für die Aufnahme von ein oder zwei 8-Watt-Lampen der Serie EL ausgelegt. Die UV-Handlampen können beidseitig von außen auf der Kammer angebracht und auch separat eingesetzt werden (die entsprechenden Lampen zum Aufsetzen bitte extra bestellen).

**Artikelnummer UV-Dunkelkammer Midi C-65:**  
110.5304 (Gehäuse inklusive Weißlicht, keine UV-Quelle)

### Passende UV-Lampen:

1 oder 2 UV-Handlampen der Serie EL, 8 Watt  
Lampenauswahl s. Seite 2



Dunkelkammer Midi C-65

## Spezifikationen

- Der Innenraum der Dunkelkammer wird von zwei Seiten beleuchtet (2 integrierte Tageslichtlampen).
- Die Handlampen können für andere Anwendungen abgenommen werden
- Die Bodenplatte ist abnehmbar
- Zentrales Sichtfenster mit weichem Gummirand für die bequeme Betrachtung
- Kontrastfilter absorbiert UV-Strahlung und schützt die Augen
- Ein leichter Zugangsvorhang blockiert Außenlicht.
- Der C-65 verfügt über eine weiße Innenbeleuchtung.
- Sehr homogene UV-Ausleuchtung
- UV-Quellen getrennt schaltbar

## Anwendungen

- Dünnschichtchromatographie
- Zerstörungsfreie Prüfung
- Inspektion
- Mineralogie
- Fluoreszenz

## Technische Daten

Artikelnummer Dunkelkammer Midi C-65	110.5304 (Gehäuse inklusive Weißlicht, ohne UV-Quelle)
Netzschalter	An der Oberseite des Gerätes
Sichtfenster	mit UV-blockierendem Filter
Abmessungen innen (L x B x H)	432 x 356 x 167 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	602 x 419 x 400 mm
Gewicht	8 kg

## UV Dunkelkammer Midi C-65 - Zubehör

### Passende UV-Handlampen

Die Lampen werden mit einem Universalstecker geliefert, der direkt an das Gehäuse der Dunkelkammer angeschlossen werden kann.

Ein zusätzliches Netzkabel dient dem Anschluss an eine Netzstromversorgung für den Betrieb der Lampe in anderen Anwendungen.



### UV Handlampen Serie EL, 8 Watt

Modell	Wellenlänge	Artikelnr.
UVL-28	8 Watt, 365 nm	110.4019
UVM-28	8 Watt, 302 nm	110.4020
UVS-28	8 Watt, 254 nm	110.4021
UVLM-28	8 Watt, 2 UV, 365 nm / 302 nm	110.4022
UVLMS-38	8 Watt, 3 UV, 365 / 302 / 254 nm	110.4024
UVLS-28	8 Watt, 2 UV, 365 nm / 254 nm	110.4023



#### **WARNUNG:**

Augen und Haut nicht ungeschützt der kurzwelligeren ultravioletten Strahlung aussetzen, da die Strahlen für ungeschützte Augen und Haut schädlich sein können.

Tragen Sie UV-Schutzbrillen und Schutzkleidung, wenn Sie die Lampen ohne Gehäuse verwenden.