

## Thermopapier für medizinische Schwarz/Weiß-Drucker (Mitsubishi)

### Produktbeschreibung

Kontrastreiches und hochdichtes Papier für alle Mitsubishi Thermodrucker der Serien: P91E, P91DW, P90E, P93E, P95DE, P68E.

#### KP65HM Thermopapier

Rollenlänge: 21 m  
Rollenbreite: 110 mm

#### Standardpack

Verpackungseinheit:  
1 Karton à 4 Rollen

**Artikelnummer: 102.0010**

#### Vorteilspack

Verpackungseinheit:  
4 x 4 Rollen (16 Stück)

**Artikelnummer: 102.0011**



Thermopapier KP65HM  
Karton mit vier Rollen.



Thermopapier KP65HM  
Vorteilspack mit 4x4 Rollen (16 Stück)