

## Maxi Tankblot

### Description

Hochwertiger Blotter mit Sicherheitsabdeckung.  
Für den Einsatz von 2 Kassetten und 4 Pads.

Puffervolumen: 6100 ml

Kompatibel mit der vertikalen Elektrophorese-  
Kammer H20 Maxi.

### Technical Data

Sicherheitsdeckel	ja
Kassettenaufnahme	2
Padaufnahme	4
Material Elektrode	Platin
Gelkapazität	4 Maxi-Gele
Blottingfläche (B x T)	22 x 19 cm
Puffervolumen	6100 ml
Kühloption	ja
Abmessungen (B x T x H)	32,5 x 15 x 40 cm



Maxi Tankblot



Kompatibel mit:  
Vertikale Gelkammer H20 Maxi