

Gradientenmischer für die Gel-Elektrophorese


Produktbeschreibung

Gerät zur Mischung von 20 bis 250 ml
Gradientenvolumen.

Beide Mischgefäße sind auf einer stabilen
Arbeitsplatte mit Nivellierausgleich befestigt.

Anwendungsgebiete

- Gel-Elektrophorese
- Säulenchromatographie
- Ultrazentrifugation



Gradientenmischer

Gradientenvolumen	Artikelnummer
2 x 20 ml	101.0510
2 x 30 ml	101.0511
2 x 60 ml	101.0512
2 x 120 ml	101.0513
2 x 250 ml	101.0514