



RCS-Inkubationshauben

Produktbeschreibung

Die tragbaren RCS Inkubationshauben sind ideal für alle kleinräumigen Inkubationsanforderungen.

Sie sind verwendbar für:

- Schüttler
- Magnetrührer ...
- Temperaturempfindliches Equipment mit maximalen Abmessungen von 69 x 65,5 x 61 cm (B x T x H)

Eigenschaften

- Mikroprozessorkontrolle
- Übertemperaturschutz
- Digitale Ist- und Sollwert-Anzeige
- Temperaturgenauigkeit von $\pm 0,2^\circ\text{C}$



Vorteile

- Die großflächigen Front- und Deckelflächen aus durchsichtigem Acrylglas lassen sich komplett öffnen und erlauben außerdem eine optimale Sichtkontrolle des Innenraums.
- Im Bereich zwischen Umgebungstemperatur und 65°C temperieren die Inkubationshauben mit einer Genauigkeit von $\pm 0,2^\circ\text{C}$.
- Durch den Einsatz eines Kühlers (UH 4/14) können die Innenraumtemperaturen der Hauben bis auf $+8^\circ\text{C}$ gesenkt werden (bei 21°C Raumtemperatur).

Optional Kühlfunktion mit Kreislaufkühler Modell UH4/14 D

Kühlung für Inkubatoren
Kühlleistung bis 250 W
Artikelnummer: 104.0050



Technische Daten

Modell	RCS-550	RCS-650	RCS-750
Maße innen (B x T x H):	49 x 65,5 x 61 cm	59 x 65,5 x 61 cm	69 x 65,5 x 61 cm
Frontbreite gesamt:	56 +10,5 cm	66 + 10,5 cm	76 + 10,5 cm
Luftstrom Volumen:	260 m ³ /h	260 m ³ /h	260 m ³ /h
Stromversorgung:	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Artikelnummer:	104.0250	104.0251	104.0252