



Wasserbad Serie TW

Beschreibung

Hochpräzise Wasserbäder mit einem leicht zu bedienenden, verlässlichen und leistungsstarken Thermostatisiersystem. Zwei Modelle erhältlich. Die Geräte haben ein Fassungsvermögen von 8,5 Litern. Das Modell TW-2.03 kann problemlos auf den Magnetrührer MS-01 aufgesetzt werden.

Eigenschaften

- Präzise und benutzerfreundliche Temperaturregelung in der Wanne
- Automatische Wasserstandserkennung
- Variable Geschwindigkeit der Wasserzirkulation
- Externe Wasserzirkulationspumpe zur präzisen Erwärmung anderer Gegenstände
- Gründliche Wassermischung zur Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur
- Schlankes, vereinfachtes Design für schnelle und einfache Demontage und Reinigung
- Material: Kunststoff und rostfreier Stahl
- 8,5 Liter Fassungsvermögen

Technische Daten

Modell	TW-2.02	TW-2.03
Wannenmaterial	rostfreier Edelstahl	schlagfester Kunststoff
Artikelnummer	104.4000	LTF.TW203
Temperaturbereich in der Wanne	Umgebung +3 bis 100 °C	Umgebung +3 bis 90 °C
Gewicht	3,8 kg	1,8 kg
Max. Wannenvolumen	8,5 Liter	
Temperaturgenauigkeit	± 0,1 °C	
Temperaturstabilisierung über Umgebungstemp.	3 °C	
Max. Zeit bis Temperaturerreichung	50 min.	
Wasserzirkulationsgeschwindigkeit, variabel	2 – 5 Liter/min	
Gesamtabmessungen (B x T x H)	325x265x270 mm	330x265x265 mm
Stromspannung	230 V, 50 Hz	
Stromverbrauch	unter 1,5 kW	



TW-2.02



TW-2.03

Besonderheit

Kombinierbar mit Magnetrührer MS-01
Beschreibung siehe Seite 2.



Magnetrührer MS-01

Kompatibel mit Wasserbad TW 2.03

Beschreibung Magnetrührer MS-01

- Vier unabhängig steuerbare Rührpositionen
- mit 12 Volt besonders sicher
- völlig geräuschloser Betrieb
- in Kombination mit dem Thermo-Wasserbad TW-2.03 auch für temperaturgenaues Rühren von Flüssigkeiten geeignet
- aus hochwertigem Edelstahl gefertigt (chemie-resistente Oberfläche)
- besonders flache Bauform

Technische Daten

Rührgeschwindigkeit	80 - 1500 U/min
Rührplätze	4
Volumen pro Mischplatz	200 ml - 2 Liter
Anschlusswerte	12 V / 1,5 A
Maße (L x B x H)	260 x 240 x 40 mm
Gewicht	2,1 kg
Artikelnummer:	104.0810



Magnetrührer MS-01