



CM-50 Zentrifuge


Beschreibung

Diese kompakte Tischzentrifuge ist eine einzigartige Hochgeschwindigkeitszentrifuge (15.000 RPM). Der zum Patent angemeldete Motorantrieb SkySpin™ sorgt, neben einer außergewöhnliche Leistung, für einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb.

Artikelnummer: 109.2005

Vorteile

- Intuitives und übersichtliches Farbdisplay
- sichere Deckelverriegelung
- Anzeigeeinstellungen:
 - Sprache
 - Helligkeit
 - Schlafmodus
 - Lautstärke
- Kurzzeit Spin-Knopf
- Unwuchtkontrollsystem mit großer Toleranz
- Starkter High-Tech-Motor
- Patentierter Motorantrieb SkySpin™
- Ultra-sanfter vibrationsfreier Lauf, dank einzigartigem Laufwerkchassis



Technische Daten

Zentrifugalgeschwindigkeit	15000
Max. Zentrifugalkraft	15.300 RCF
Timer	0,1 - 99 min
Abmessungen (L x B x H)	200 x 180 x 145 mm
Netzteiladapter	24 VDC, 5 A
Gewicht	3,1 kg

Rotor 50.01

Universal High-Speed-Rotor für 12 Tubes 0.2 - 2 ml. Die zum Patent angemeldete Abdeckkappe gewährleistet einen optimalen Luftstrom und eine sehr niedrige Probenerwärmung.

Max: 15.000 RPM



Die maßgeschneiderte Benutzeroberfläche bietet hervorragende Übersichtlichkeit und Komfort.



Mit der Option für Sprache, Helligkeit, Schlafmodus und Lautstärke kann jeder das Gerät persönlicher und angemessener für die aktuelle Betriebsumgebung gestalten.