

Orbitalschüttler UT 3-D

Eigenschaften

- Geringes Gewicht, 7 kg
 - 10 kg Tragekapazität
 - Schüttelplattform 300 x 300 mm
(größere Plattformen auf Anfrage)
 - Feuchtigkeitsresistenter Motor
 - Max. rel. Luftfeuchtigkeit 95 %
 - Betriebstemperatur von -5 °C bis +60 °C
 - Maße (B x T x H): 335 x 335 x 200 mm
- 2 Modelle
Art.-Nr. 105.0504 mit 10 - 100 RPM
Art.-Nr. 105.0505 mit 5 - 50 RPM
- Kombinierbar mit Wasserbad zum Hybridisieren,
Waschen etc.



UT 3-D