



## Magnetruehrer MS-01

### Beschreibung

Der MS-01 ist ein starker und effektiver Magnetrührer aus rostfreiem Stahl.

### Eigenschaften

#### Stark:

Diese motorbetriebene Einheit bietet ein extra starkes Feld für bis zu 4 Flachboden-Laborflaschen gleichzeitig.

#### Vielseitig:

Speziell kompatibel mit Wasserthermostat TW-2.03 (s. Abb). Bietet sowohl eine hochpräzise Temperaturregelung als auch effektives Mischen.

#### Strapazierfähig:

Das Edelstahlgehäuse des Magnetrührers ist sehr widerstandsfähig, leicht zu reinigen und zu sterilisieren.

#### Praktisch:

Einfache Bedienbarkeit und geräuschloses Arbeiten machen den MS-01 zur ersten Wahl für jedes Labor.



MS-01

### Technische Daten

Geschwindigkeit	1 - 2200 rpm
Rührplätze	4
Volumenbereich für einen Mischplatz	von 0,2 bis 2 Liter
Netzteilanschluss	DC 12 V, 1.5 A
Abmessungen	260 x 260 x 40 mm
Gewicht	2,1 kg
Artikelnummer	104.0810



MS-01 mit Wasserthermostat TW-2.03