



Mini Mikrozentrifuge CF-5

Beschreibung

Mini-CF-5 ist eine kleine und optisch ansprechende Mikrozentrifuge. Sie wurde speziell entwickelt für schnelles Herunterzentrifugieren von den Wänden oder vom Deckel der Reaktionsgefäße.

Sie bietet eine hervorragende Gleichmäßigkeit der Geschwindigkeitssteuerung.

Perfekt geeignet z.B. für folgende Aufgaben:

- Plasmid
- DNA/RNA
- Miniprep u.a.

Spezifikationen

- Komplettsset mit Standardrotor und Streifen-Rotor
- leichtes Öffnen durch Druck auf den Deckel
- Luftkühlsystem: verhindert, dass Wärme vom Motor ins Innere gelangt
- Stoppt automatisch bei Öffnung des Deckels
- leise und schwingungsarm
- Gehäuse und Rotor aus stabilem ABS
- klarer und transparenter Deckel aus Polycarbonat
- zwei Rotoren im Lieferumfang enthalten:
Standardrotor für 6 x 0,5/1,5/2,0 Tubes
Strip-Tube Rotator für 2 x 0,2/0,5 ml Tubes



Mikrozentrifuge CF-5 mit Standardrotor

Technische Daten

Drehzahleinstellbereich	max. 5.500 U/min
Max. RCF	1.775 x g
Material	Deckel: PC Gehäuse: ABS Rotor: ABS
Abmessung (L x B x H)	178 x 150 x 109 mm
Gesamtabmessungen (B x T x H) mit Plattform	235 x 235 x 140 mm
Gewicht	1.4 kg
Leistung	8 W
Netzanschluss	AC 230 V 50/60 Hz
Artikelnummer	109.0030

Im Lieferumfang enthalten



Strip-Tube Rotator



Adapter für 0,5 ml Tubes



Adapter für 0,2 ml Tubes