










## PIRO-Adapter



Der Pipettierroboter PIRO bietet bei sehr geringem Platzbedarf, höchste Flexibilität für eine Vielzahl von Liquid-Handling Aufgaben. Ob einfacher Flüssigkeitstransfer oder komplexer PCR-Ansatz – mit der intuitiv zu bedienenden Software sind Ihre Projekte minutenschnell entwickelt und zum Einsatz bereit.

PIRO-Adapter sind speziell für den PIRO-Pipettierroboter konzipiert und in verschiedenen Well-Formaten erhältlich.

Bezeichnung (Well)	Beschreibung	Artikelnummer
SBS 32 Well U 	Kühladapter für 32 x 1,5 ml / 2 ml Tubes (oben) inklusive Kappenfixierung für Tubes mit angehängten Kappen  Tubelifter (unten) zur besseren Auslösung der Tubes	P-S112.0326  P-S112.0054
SBS 96 Well H 	96 Well Kühladapter hoch Für alle Arten von non-skirted und half-skirted PCR-Platten, 0,2 ml PCR-Tubes und Strip-Tubes	P-S112.0515
SBS 96 Well L 	96 Well Kühladapter flach Für alle Arten von non-skirted und half-skirted PCR-Platten, 0,2 ml PCR-Tubes und Strip-Tubes	P-S112.0516
SBS 36 Well 	Für LightCycler Kapillar-Systeme und 0,5 ml Tubes C	P-S112.0001
SBS 384 Well 	Für bessere Kühlung und Positionierung von 384-Well PCR-Platten	P-S112.0004
SBS 96 Well low universal 	96-Well Kühladapter (universal) für alle Arten von non-skirted, half-skirted und full-skirted PCR Platten, 0,2 ml PCR-Tubes und Streifen	P-S112.0063
<b>Passende Plate Racks:</b> Adapter SBS 32 Well U, SBS 96 Well H und SBS 36 Well L werden verwendet mit Plate Rack P-S112.0417 Adapter SBS 96 Well L, SBS 384 Well werden verwendet mit Plate Rack P-S112.0318 oder P-S112.0319		