




PIRO-Plate Racks



Der Pipettierroboter PIRO bietet, bei sehr geringem Platzbedarf, höchste Flexibilität für eine Vielzahl von Liquid-Handling Aufgaben. Ob einfacher Flüssigkeitstransfer oder komplexer PCR-Ansatz – mit der intuitiv zu bedienenden Software sind Ihre Projekte minutenschnell entwickelt und zum Einsatz bereit.

PIRO-Plate Racks sind speziell für den PIRO konzipiert und für verschiedene Platten erhältlich.

Bezeichnung (Well)	Beschreibung	Artikelnummer
 <p>Plate Rack-1 SBS 96 Well</p>	<p>Für semi-skirted PCR Platten und non-skirted PCR Platten</p> <p>Bsp.: 96-Well half-skirted low profile, 96-Well half-skirted, 96-Well unskirted, 0,2 ml Single-Tubes, 0,2 ml 8-Strip-Tubes und 0,2 ml 12 Strip-Tubes</p>	P-S112.0318
 <p>Plate Rack-1 SBS Standard</p>	<p>Für alle Arten der full-skirted Platten.</p> <p>Bsp.: 384-Well Mikrotiterplatte, Mikrotiterplatten, PCR-Platten</p> <p>In Kombination mit PIRO Kühladapter (P-S112.0516, P-S112.0063, P-S112.0004) auch für semi-skirted PCR Platten geeignet.</p>	P-S112.0319
 <p>Plate Rack-2 SBS Standard</p>	<p>Für alle Arten von Deep-Well-Platten und Wannen</p> <p>Kombinierbar mit: PIRO 96-Well Kühladapter hoch (P-S112.0515) PIRO Adapter SBS 32 Well U (P-S112.0326)</p>	P-S112.0417
 <p>Plate Rack RG</p>	<p>Für RotorGene GeneDisc (Corbett RotorGene und Qiagen RotorGeneQ)</p>	P-S112.0459



PIRO-Plate Racks

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
Plate Rack-1 SBS SmartCycler 	Für SmartCycler Platten und Tubes	P-S112.0466
Plate Rack-2 SBS HG 	Für verschiedene Drittanbieter-Adapter mit hohen Seitenanschlügen Bsp.: NucleoMag	P-S112.0486
Plate Rack-1 SBS 32-Well Magna-Pure 	Für 32-Well Magna-Pure Platten von Roche	P-S112.0006
Plate Rack LC Karussell V1 	Für LightCycler 1.5 Karussell von Roche für 32 Proben	P-S112.0007
Plate Rack LC Karussell V2 	Für LightCycler 2.0 Karussell von Roche für 32 Proben	P-S112.0007