



PIRO Waste-Racks



Der Pipettierroboter PIRO bietet, bei sehr geringem Platzbedarf, höchste Flexibilität für eine Vielzahl von Liquid-Handling Aufgaben. Ob einfacher Flüssigkeitstransfer oder komplexer PCR-Ansatz – mit der intuitiv zu bedienenden Software sind Ihre Projekte minutenschnell entwickelt und zum Einsatz bereit.

PIRO Waste-Racks sind speziell für den PIRO konzipiert und bieten verschiedene Entsorgungslösungen für Tubes und Spitzen.

Bezeichnung (Well)	Beschreibung	Artikelnummer
 <p>Waste Rack SBS</p>	Spitzenabwurf-Rack zur Aufnahme verbrauchter Spitzen mit Spezialdeckel. Verwendbar in Kombination mit einer Abfalltüte.	P-S112.0321
 <p>Waste Box Double-SBS</p>	Abfallbox mit erweitertem Volumen (umfasst zwei SBS Plätze)	P-S112.0005
 <p>Waste Channel</p>	Spitzenabwurf für Spitzen mit 50 µl, 200 µl und 1000 µl. Geeignet für den Einsatz mit der PIRO Konsole und/oder externer Abfallentsorgung.	P-S112.0322
 <p>PIRO Konsole</p>	Schubladen-System zur Spitzenentsorgung (rechte Schublade) und Lagerung von Racks oder Adapter (linke Schublade)	P-S112.0337