



Transport und Lagerbox für 15 ml / 50 ml Tubes

Produktbeschreibung

Diese Polypropylen-Boxen sind eine saubere und langlebige Alternative zu Kartons. Der klare Deckel sorgt für eine einfache Probenidentifikation und die alphanumerische Indexierung erleichtert das Auffinden der Proben.

Aus stabilem Polypropylen für 15 ml und 50 ml Tubes. Mit durchsichtigem Deckel.
Auch zur Kühlung und für Temperaturen bis -90°C geeignet.



Vorteile

- Robuste Tubebox aus Polypropylen für Zentrifugenröhrchen
- Für 36 x 15 ml Gefäße (grüne Box) und 16 x 50 ml Gefäße (blaue Box)
- mit stabilem Deckel (transparent)
- Temperaturbereich von -90°C bis +121°C
- autoklavierbar
- Plätze nummerisch gekennzeichnet
- 145 x 145 x 127 mm (B x T x H)

Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Tube Lagerbox für 36 x 15 ml Tubes	grün	2 Boxen	113.3540
Tube Lagerbox für 16 x 50 ml Tubes	blau	2 Boxen	113.3541