

Transport und Lagerbox 1.5 / 2.0 ml Tubes / Kryotubes

Produktbeschreibung


Diese Polypropylen-Boxen sind eine saubere und langlebige Alternative zu Kartons. Der klare Deckel sorgt für eine einfache Probenidentifikation und die alphanumerische Indexierung erleichtert das Auffinden der Proben.

Passt in bestehende Standard-Lagermodule und bietet Platz für alle 1,5 ml bis 2,0 ml Mikrozentrifugenröhrchen und Standard-Kryovials. Geeignet für den Einsatz in Kühl- und Gefrierschränken bis mindestens -90°C.



Vorteile

- 81 Plätze mit transparentem Deckel
- 9 x 9 Format
- transparenter Deckel mit mattiertem Beschriftungsfeld an der Seite
- alphanumerische Indexierung auf dem Rackboden
- helle, attraktive Farben
- lagert Röhrchen bis zu 2,0 ml (max. \varnothing 13 mm)
- Temperaturbereich: -90°C bis -121°C
- 4 Belüftungsbohrungen im Boden: unterstützt das Abtropfen von Flüssigkeiten
- max. Gefäßhöhe: 60 mm
- Standardstandfläche:
130 x 130 x 45 mm (L x B x H)




Passende Edelstahl-Regale

Rostfreies Kühlregal zur Probenlagerung. Edelstahl-Gestelle mit seitlichem Zugriff für Tiefkühlschränke.

Passend für alle Standardlagerboxen mit Maßen bis 136 x 136 x 55 mm.

Ideal zur Lagerung von Boxen zwischen -20° C und -90° C.





Transport und Lagerbox für 1.5 ml / 2.0 ml Tubes

Abbildung	Farbe	Artikelnummer	Beschreibung Verpackungseinheit
	diverse Farben	27-212A	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	natur	27-212	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	blau	27-212B	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	schwarz	27-212BL	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	grün	27-212G	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	orange	27-212O	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	pink	27-212P	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	gelb	27-212Y	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen
	weiß, Deckel transparent	27-213	81-Well Rack für 1,5 – 2,0 ml Tubes inklusive Deckel VE: 5 Boxen