

Polycarbonat Cryovial Lagerbox 81 Plätze Low/High

Produktbeschreibung

Stabile Aufbewahrungsboxen aus Polycarbonat in leuchtenden transparenten Farben mit 81 Plätzen. Diese Boxen sind für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen vorgesehen. Hergestellt aus Polycarbonat, sind sie lagerfähig bei -196°C bis $+121^{\circ}\text{C}$.

Der Gitterindex, der sich auf dem Rack selbst und nicht auf dem Deckel befindet, ermöglicht eine schnelle und effiziente Probenlokalisierung ohne Verwirrung durch die Deckelplatzierung. Zur Vermeidung von Druckdifferenzen verfügen die Boxen über Lüftungsöffnungen in Boden und Deckel.



Cryovial-Box mit 81 Plätzen

Vorteile

- für extreme Temperaturen von -196°C bis $+121^{\circ}\text{C}$ geeignet
- Drainageöffnungen in Behälter und Deckel
- Index-Nummern am Boden fest aufgedruckt
- für alle Standard Microtubes und Cryovials geeignet
- inkl. transparentem Deckel
- Zwei Modelle (L x B x H):
High: 133 x 133 x 95 mm für 1.2 - 2 ml Tubes
Low: 133 x 133 x 54 mm für 3 - 5 ml Tubes



Cryovial-Box orange mit 81 Plätzen, für 3-5 ml Tubes

Passende Edelstahl-Regale


Rostfreies Kühlregal zur Probenlagerung. Edelstahl-Gestelle mit seitlichem Zugriff für Tiefkühlschränke.

Passend für alle Standardlagerboxen mit Maßen bis 136 x 136 x 55 mm.

Ideal zur Lagerung von Boxen zwischen -20°C und -90°C .



Cryovial-Box mit 81 Plätzen



Polycarbonat Cryovial Lagerbox 81 Plätze Low/High

Abbildung	Beschreibung	Farbe Verpackungs- einheit (VE)	Artikel- nummer	Abmessungen (L x B x H)
	Polycarbonat Low-Box 81 Plätze inklusive Deckel für 1.5 – 2.0 ml Tubes	5 Farben gemischt VE: 5 Boxen	27-337	133 x 133 x 54 mm
	Polycarbonat High-Box 81 Plätze inklusive Deckel für 3 – 5 ml Tubes	5 Farben gemischt VE: 5 Boxen	27-338	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat High-Box 81 Plätze inklusive Deckel für 3 – 5 ml Tubes	blau VE: 5 Boxen	26-110B	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat High-Box 81 Plätze inklusive Deckel für 3 – 5 ml Tubes	grün VE: 5 Boxen	26-110G	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat High-Box 81 Plätze inklusive Deckel für 3 – 5 ml Tubes	orange VE: 5 Boxen	27-110O	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat High-Box 81 Plätze inklusive Deckel für 3 – 5 ml Tubes	rot VE: 5 Boxen	27-110R	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat High-Box 81 Plätze inklusive Deckel für 3 – 5 ml Tubes	gelb VE: 5 Boxen	27-110Y	133 x 133 x 95 mm