



Polycarbonat Cryovial Lagerbox 100 Plätze

Produktbeschreibung

Stabile Aufbewahrungsboxen aus Polycarbonat in leuchtenden transparenten Farben mit 100 Plätzen. Diese Boxen sind für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen vorgesehen. Hergestellt aus Polycarbonat, sind sie lagerfähig bei -196°C bis +121°C.


Der Gitterindex, der sich auf dem Rack selbst und nicht auf dem Deckel befindet, ermöglicht eine schnelle und effiziente Probenlokalisierung ohne die Verwirrung der Deckelplatzierung. Um Druckunterschiede zu vermeiden, verfügen die Boxen über Belüftungsöffnungen im Boden und Deckel.



Cryovial-Box mit 100 Plätzen

Vorteile

- für extreme Temperaturen von -196°C bis +121°C geeignet
- Drainageöffnungen in Behälter und Deckel
- Index-Nummern am Boden fest aufgedruckt
- für alle Standard Mikrotubes und Kryovials geeignet
- inkl. transparentem Deckel
- attraktive Farben
- Größe: 133 x 133 x 54 mm für 1.2 - 2 ml Tubes



Cryovial-Box orange mit 100 Plätzen, für 1.2 – 2 ml Tubes

Passende Edelstahl-Regale

Rostfreies Kühlregal zur Probenlagerung. Edelstahl-Gestelle mit seitlichem Zugriff für Tiefkühlschränke.

Passend für alle Standardlagerboxen mit Maßen bis 136 x 136 x 55 mm.

Ideal zur Lagerung von Boxen zwischen -20°C und -90°C.



Cryovial-Box blau mit 100 Plätzen, für 1.2 – 2 ml Tubes

Polycarbonat Cryovial Lagerbox 100 Plätze

Abbildung	Beschreibung	Farbe Verpackungs- einheit (VE)	Artikel- nummer	Abmessungen (L x B x H)
	Polycarbonat Box 100 Plätze inklusive Deckel für 1.2 – 2.0 ml Tubes	5 Farben gemischt VE: 5 Boxen	26-1090	133 x 133 x 54 mm
	Polycarbonat Box 100 Plätze inklusive Deckel für 1.2 – 2.0 ml Tubes	blau VE: 5 Boxen	26-109BK	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat Box 100 Plätze inklusive Deckel für 1.2 – 2.0 ml Tubes	grün VE: 5 Boxen	26-109G	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat Box 100 Plätze inklusive Deckel für 1.2 – 2.0 ml Tubes	orange VE: 5 Boxen	26-109O	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat Box 100 Plätze inklusive Deckel für 1.2 – 2.0 ml Tubes	rot VE: 5 Boxen	26-109R	133 x 133 x 95 mm
	Polycarbonat Box 100 Plätze inklusive Deckel für 1.2 – 2.0 ml Tubes	gelb VE: 5 Boxen	26-109Y	133 x 133 x 95 mm