



UV-Dunkelkammern CN

Modell CN-6 Kabinett

Zum Aufsatz von ein oder zwei Handlampen. Die CN-6 Dunkelkammer wird ohne Lampen ausgeliefert. Je nach Anwendung können Sie verschiedene UV-Handlampen mit 254, 312 oder 365 nm der Reihe VL-6 verwenden.

Eigenschaften

- stabiles Gehäuse
- lichtdichter Kabinettvorhang zur Abschirmung des Tageslichts
- UV-Augenschutz-Filter zum Schutz des Anwenders
- mit austauschbaren Lampen einsetzbar, die Lampen können daher auch außerhalb der Dunkelkammer verwendet werden



CN-6

Modell CN-15 Kabinett

Die Dunkelkammern CN-15 bieten eine große UV-Bestrahlungskammer mit hoher UV-Intensität. Es sind alle Kombinationen von UV-Quellen erhältlich (254 nm, 312 nm, 365 nm). Alle UV-Quellen sind auch simultan schaltbar.

Eigenschaften

- großer Innenraum und UV-Bestrahlungsfläche
- lichtdichter Kabinettvorhang zur Abschirmung des Tageslichts
- Weißlicht für normale Betrachtung integriert
- UV-Augenschutz-Filter zum Schutz des Anwenders
- abnehmbare Bodenplatte zur Verwendung mit einem UV-Tisch der VL-Serie (nur Modell CN-15)



CN-15

Technische Daten

Modell	Röhren	Wellenlänge	Intensität auf Boden ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Artikelnummer
CN-15.LL	4 x 15 W	365 nm	2000	505 x 415 x 280 mm	110.0165
CN-15.CC	4 x 15 W	254 nm	1750	505 x 415 x 280 mm	110.0166
CN-15.MM	4 x 15 W	312 nm	2500	505 x 415 x 280 mm	110.0167
CN-15.LC	2 x 15 W	365 nm	1050	505 x 415 x 280 mm	110.0168
	2 x 15 W	254 nm	900		
CN-15.LM	2 x 15 W	365 nm	1050	505 x 415 x 280 mm	110.0169
	2 x 15 W	312 nm	1300		
CN-15.MC	2 x 15 W	312 nm	1300	505 x 415 x 280 mm	110.0170
	2 x 15 W	254 nm	900		
CN-6	ohne Lampen			300 x 280 x 240 mm	110.0163