

## 3-UV Multi-Wellenlängen Lampe

### Produktbeschreibung

Patenterte und vielseitige Lampe. Sie enthält mehrere Wellenlängen gleichzeitig. Langwellige, kurzwellige und mittlere UV-Strahlung sind in einem Gehäuse integriert.

Die Auswahl der Wellenlänge erfolgt bequem mittels Schalter am Gehäuse der Lampe. In vier, sechs oder acht Watt erhältlich.

### Anwendungsgebiete

- Inspektion
- Labor
- Ausbildung

### Eigenschaften

- Drei Wellenlängen in einer UV-Lampe: 254/302/365 nm
- mit 4, 6 oder 8 Watt erhältlich
- einfache Auswahl der gewünschten Wellenlänge über Wippschalter
- maximale UV Abstrahlung durch integrierten Reflektor für Fluoreszenzanwendungen
- leichtes und ergonomisches Design für fixierte oder freihändige Nutzung

### Technische Daten

Modell	Wellenlänge	Röhren	Abmessungen (L x B x T)	Artikelnummer
3UV-34	254/302/365 nm	4 Watt	241 x 114 x 76 mm	110.4000
3UV-36	254/302/365 nm	6 Watt	318 x 114 x 76 mm	110.4001
3UV-38	254/302/365 nm	8 Watt	394 x 114 x 76 mm	110.4002

Passende Ersatzröhren finden Sie ebenfalls bei uns:  
info@labortechnik.com



3-UV Multi-Wellenlängen Lampe

