



UV-Handlampen mit Griff

Produktbeschreibung

Diese UV Handlampen zeichnen sich durch ihr ergonomisches Design aus und sind in Kurz-, Mittel- und Langwelle erhältlich.

Eine Besonderheit bietet das Modell UVGL-58 mit zwei Röhren in unterschiedlichen Wellenlängen. Diese sind mit einem einfachen Schalter getrennt wählbar.

Spezifikation

- leichtes stabiles Kunststoffgehäuse
- ergonomischer Handgriff
- 6 Watt Röhren
- Gewicht 0,9 kg
- kombinierte Version Kurz-/Langwelle: Auswahl mittels einfachem Klickverschluss möglich.
- Größe Lampe (L x B x H): 378 x 81 x 64 mm
- optional: passender Lampenständer J-129 Größe (H x L x B): (273 x 330 x 76 mm)



UVGL-55 Hand Lamp



Modelle

Modelle	Wellenlänge	Röhren	Beschreibung	Artikelnummer
UVG-54	254 nm	6 Watt	UV-Handlampe mit Griff	110.4038
UVGL-55	254 / 365 nm	6 Watt	UV-Handlampe mit Griff 1 Multiband Röhre	110.4060
UVGL-58	254 / 365 nm	6 Watt	UV-Handlampe mit Griff Zwei Röhren mit unterschiedlichen Wellenlängen	110.4034
UVL-56	365 nm	6 Watt	UV-Handlampe mit Griff	110.4036
UVM-57	302 nm	6 Watt	UV-Handlampe mit Griff	110.4035



Vorsicht:

Die Einwirkung von UV-Licht ist schädlich und kann ungeschützte Augen und Haut schädigen. Der Bediener sollte geschlossene Laborkleidung, eine UV-zertifizierte Schutzbrille und Handschuhe tragen.

Optional



UV Dunkelkammer C-10
Artikelnummer: LTF00163



Lampenständer J-129
Artikelnummer: 110.4033