

UV-Handlampen

Aufladbare UV-Lampen

Produktbeschreibung

Tragbare und wiederaufladbare UV-Lampe. Ideal für Feldeinsätze und viele weitere mobile Anwendungen. Der integrierte Akku ist für stundenlangen Einsatz geeignet und kann problemlos über eine Steckdose aufgeladen werden.

Die Lampen verfügen über einen stabilen Haltegriff und sind aus beständigem und leichtem Kunststoff gefertigt. Kompatibel mit Mini-Dunkelkammer C-10P (s. Abb.)

Das Modell UVSL-26P kann gleichzeitig mit Lang- und Kurzwelle betrieben werden.

Vorteile

- Integrierter Akku, direkt über die Steckdose aufladbar
- ausgestattet mit zwei UV-Röhren
- 12 V-Adapter zur Aufladung für Pkw (optional)
- Gewicht: 1,8 kg
- Abmessung (L x T x H): 249 x 76 x 140 mm



Technische Daten

Modell	Wellenlänge	Röhren	Intensität (uW/cm ²)	Artikelnummer
UVS-26P	254 nm	2 x 6 Watt	1250	110.4059
UVSL-26P	254 / 365 nm	2 x 6 Watt	780 (SW) / 520 (LW)	110.4060
UVL-26P	365 nm BLB	2 x 6 Watt	1600	110.4058



Mini-Dunkelkammer C-10P
Artikelnummer: 110.5302



12 V Adapter
Artikelnummer: 58-0127-01